



)) **AURICA**
Защита Вашего слуха

NOISE KILLER

Беруши с активным шумоподавлением

SNR 32 дБ
Усиление 20 дБ
Автоматическая блокировка звуков свыше 82 дБ
Сделано в России

Содержание

Поздравляем вас с удачным приобретением!	5
Noise Killer Standard/Noise Killer T-Coil	
Внешний вид и конструктивные особенности.....	6
Подготовка к работе	8
Установка ушных вставок	8
Установка элементов питания	10
Начало работы	12
Размещение в ухе.....	12
Включение берушей и настройка громкости.....	14
Noise Killer Custom	
Внешний вид и конструктивные особенности.....	16
Подготовка к работе	18
Установка элементов питания	18
Начало работы	21
Размещение в ухе.....	21

Включение берушей и настройка громкости.....	22
Общение по беспроводной технологии.....	24
Уход и обслуживание.....	27
Возможные проблемы и их решение.....	29
Акустические и технические характеристики.....	31
Акустические характеристики.....	31
Технические характеристики.....	33
Претензии к качеству.....	34
Гарантия.....	34
Соответствие.....	35
Утилизация берушей и элементов питания.....	35
Комплектация.....	36
Свидетельство о приёме.....	38
Свидетельство о продаже.....	39
Гарантийный талон № 1.....	40
Гарантийный талон № 2.....	44

Поздравляем вас с удачным приобретением!

Мы очень рады, что вы выбрали нашу продукцию.

Noise Killer— это беруши многоразового использования с активным шумоподавлением для защиты слуха от импульсного шума. Они отлично подходят охотникам, стрелкам-стендовикам, пиротехникам, профессионалам и любителям стрелкового спорта, а также тем, кто по долгу службы сталкивается со сверхсильными звуками или регулярно принимает участие в стрельбищах.

Noise Killer разработаны с целью защитить вас от необратимых повреждений слуха, получаемых при воздействии на барабанную перепонку громких импульсных звуков.

Для того чтобы в полной мере получить представление о том, как правильно обращаться с Noise Killer и использовать их, мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Мы также рекомендуем вам использовать Noise Killer при каждой стрелковой и рабочей сессии повышенной громкости, чтобы сохранить слух здоровым.

Правильное использование берушей Noise Killer позволит сократить риск повреждения слуха в результате воздействия шума, превышающего 82 дБ.

Мы приложили все усилия к тому, чтобы сделать беруши с активным шумоподавлением Noise Killer одними из лучших— ведь мы знаем, как важна защита слуха!

Команда Aurica

Внешний вид и конструктивные особенности




Рис. 1.1

1 – регулятор громкости; 2 – батарейный отсек; 3 – микрофон; 4 – ушная вставка




Рис. 1.2

1 – звуковод; 2 – маркировка лев./прав.
(лев. – синий, прав. – красный)




Рис. 1.3

1 – серийный номер; 2 – звуковод;
3 – фильтр серной защиты

Подготовка к работе

Установка ушных вставок

1. Извлеките ушные вставки из индивидуального кейса.
2. Наденьте на звуковод беруши ушную вставку (рис. 1.4) подходящего вам размера (S, M или L – маленькие, средние и большие соответственно) вкручивающими движениями, сжав ушную вставку.
3. Ушные вставки необходимо надеть до упора для правильной работы изделия (рис. 1.5).
4. Повторите операции 1–3 для второй беруши.




Рис. 1.4




Рис. 1.5

Рекомендации:

- Устройство должно максимально плотно сидеть в ушном канале, для этого начните с ушных вставок размера L, и если они не подойдут вам (см. раздел «Размещение в ухе») – опустайтесь ниже по размерной сетке.
- Нежелательно часто снимать и надевать одну пару ушных вставок из-за возможности образования разрывов материала.
- Не рекомендуется использовать ушные вставки других производителей, т.к. заявленный уровень шумоподавления действителен только при использовании ушных вставок Noise Killer.
- Храните ушные вставки в индивидуальном кейсе и в защищенном от доступа детей месте.

- Своевременно меняйте износившиеся ушные вставки. Вы сможете найти их в каталоге на нашем сайте noisekiller.pro.

Установка элементов питания

1. Извлеките элемент питания из блистера.
2. Снимите защитный стикер и дайте батарее напитаться кислородом несколько секунд.
3. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте в крышку батарею плоской стороной вверх (рис. 1.6). Вы можете использовать для этого магнит на щётке (поставляется в комплекте). Просто поднесите магнитную сторону щётки к батарее – это может упростить вам задачу.
4. Закройте батарейный отсек до характерного щелчка. Если батарея вставлена неверно, крышка батарейного отсека не закроется.
5. Повторите действия 1–4 для второй беруши.

6. Noise Killer обладает функцией звуковой индикации заряда батареи. Если заряд батареи близок к нулю, вы услышите характерный звук. Замените батарею по мере необходимости.




Рис. 1.6

⚠ ВНИМАНИЕ

Не вставляйте батарею внутрь батарейного отсека, это приведет к поломке изделия. Устанавливать батарею необходимо исключительно в крышку батарейного отсека!

Рекомендации:

- Качество работы прибора может ухудшиться при использовании элементов питания, ресурс которых почти исчерпан.
- Проверяйте заряд батареи непосредственно перед каждым сеансом использования берушей.
- Воздушно-цинковый элемент питания с момента снятия защитного стикера постепенно разряжается, независимо от того, включено или

выключено устройство, и в зависимости от интенсивности использования может обеспечить до 220 часов работы берушей.

- Для берушей Noise Killer подходят воздушно-цинковые батареи размера 10.
- Не используйте батареи для часов и др., это может привести к поломке устройства. Используйте только воздушно-цинковые элементы питания размера 10.
- Во время стрелковой сессии с использованием Noise Killer храните при себе запасные элементы питания.
- Не утилизируйте использованные элементы питания с бытовыми отходами. Это вредит окружающей среде.

- При длительном неиспользовании Noise Killer извлеките элементы питания.
- Приобрести элементы питания для Noise Killer вы можете на сайте noisekiller.pro.



ВНИМАНИЕ

- *Не глотайте, не помещайте в полости рта, носа, и ушей элементы питания! В случае нарушения данного правила срочно обратитесь к врачу.*
- *Храните элементы питания в недоступном для детей и животных, а также людей с расстройствами психики месте.*

Начало работы

Размещение в ухе

1. Возьмите берушу с правильно установленной батареей и надетой ушной вставкой.
2. Осмотрите берушу и ушную вставку, их поверхность должна быть чистой. Если поверхность элементов загрязнена, протрите ее сухой мягкой тканью.
3. Сожмите пальцами ушную вставку (рис. 1.7).
4. Вставьте берушу в ушной канал в соответствии с маркировкой лев./прав. на корпусе изделия – красная отметка для правой беруши, синяя отметка для левой беруши.
5. Правильное расположение беруши в ухе см. на рис. 1.8.

6. Повторите действия для второй беруши.




Рис. 1.7




Рис. 1.8

Рекомендации:

- Вставляйте беруши в ухо быстро, пока запоминающий пеноматериал не принял изначальную форму. Вставляйте беруши в выключенном состоянии.
- Если беруши не входят, выпадают или неплотно сидят – смените размер ушной вставки.
- У данной категории устройств есть некоторый период привыкания, индивидуальный для каждого пользователя. Вы можете испытывать небольшой дискомфорт в ушной полости во время первых применений. Если чувство дискомфорта не проходит – обратитесь к специалисту.
- В случае возникновения аллергической реакции обратитесь к специалисту.

Включение берушей и настройка громкости

1. После того как беруши правильно размещены в ухе (правая в правом, левая в левом), приложите большой палец к колёсику-регулятору громкости каждой беруши и поверните его вперед, в сторону микрофона (рис. 1.9).
2. Если все сделано правильно, вы почувствуете усиление фоновых звуков.
3. Отрегулируйте громкость берушей колёсиком-регулятором.
4. Беруши готовы к работе.
5. Для того чтобы выключить беруши, поверните колёсико-регулятор в обратную сторону до характерного щелчка.

6. Извлеките беруши из ушей медленными вращательными движениями.




Рис. 1.9

Рекомендации:

- Не извлекайте беруши из ушей быстрым резким движением, это может привести к разрыву барабанной перепонки.
- Настройка громкости очень точная, поэтому для обеспечения нужного уровня усиления вам может хватить минимального поворота колёсика после включения.
- Включайте беруши только после размещения в ухе.
- Не извлекайте из уха включенные беруши.

Внешний вид и конструктивные особенности

Беруши Noise Killer Custom изготавливаются индивидуально, по слепку вашего уха. Внешний вид ваших берушей может отличаться от представленных на рисунках.




Рис. 2.1

1 – микрофон; 2 – регулятор громкости; 3 – батарейный отсек;
4 – антенна для извлечения (опционально)




Рис. 2.2

1 – маркировка лев./прав. (лев. – синий, прав. – красный);
2 – фильтр серной защиты; 3 – серийный номер

Подготовка к работе

Установка элементов питания

1. Извлеките элемент питания из блистера.
2. Снимите защитный стикер и дайте батарее напитаться кислородом 1–2 минуты.
3. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте в крышку батарею, как показано на рис. 2.3. Вы можете использовать для этого магнит на щётке (поставляется в комплекте). Просто поднесите магнитную сторону щётки к батарее – это может упростить вам задачу.
4. Закройте батарейный отсек до характерного щелчка. Если батарея вставлена неверно, крышка батарейного отсека не закроется.
5. Повторите действия для второй беруши.
6. Noise Killer обладает функцией звуковой индикации заряда батареи. Если заряд батареи близок к нулю, вы услышите характерный звук. Замените батарею по мере необходимости.




Рис. 2.3

⚠ ВНИМАНИЕ

Не вставляйте батарею внутрь батарейного отсека, это приведет к поломке изделия, вставляйте батарею в крышку батарейного отсека!

Рекомендации:

- Качество работы прибора может ухудшиться при использовании элементов питания, ресурс которых почти исчерпан.
- Проверяйте заряд батареи непосредственно перед каждым сеансом использования берушей.
- Воздушно-цинковый элемент питания с момента снятия защитного стикера постепенно разряжается, независимо от того, включено или выключено устройство, и в зависи-

мости от интенсивности использования может обеспечить до 220 часов работы берушей.

- Для Noise Killer всех моделей подходят воздушно-цинковые батареи размера 10.
- Не используйте батареи для часов и др., это может привести к поломке устройства. Используйте только воздушно-цинковые элементы питания размера 10.
- Во время стрелковой сессии с использованием Noise Killer храните при себе запасные элементы питания.
- Не утилизируйте использованные элементы питания с бытовыми отходами. Это вредит окружающей среде.

- При длительном неиспользовании Noise Killer извлеките элементы питания.
- Приобрести элементы питания для Noise Killer вы можете на сайте noisekiller.pro.

ВНИМАНИЕ

- *Не глотайте, не помещайте в полости носа, рта и ушей элементы питания. В случае нарушения данного правила срочно обратитесь к врачу.*
- *Храните элементы питания в недоступном для детей и животных, а также людей с расстройствами психики месте.*

Начало работы

Размещение в ухе

1. Возьмите берушу с правильно установленной батареей.
2. Осмотрите берушу, её поверхность должна быть чистой. Если поверхность элементов загрязнена, протрите её мягкой тканью.
3. Вставьте берушу в ушной канал в соответствии с маркировкой лев./прав. на корпусе изделия – красная отметка для правой беруши, синяя отметка для левой беруши.
4. Правильное расположение беруши в ухе см. на рис. 2.4.
5. Повторите действия для второй беруши.




Рис. 2.4

Рекомендации:

- Вставляйте беруши в выключенном состоянии.
- У данной категории устройств есть некоторый период привыкания, индивидуальный для каждого пользователя. Вы можете испытывать небольшой дискомфорт в ушной полости во время первых применений. Если чувство дискомфорта не проходит – обратитесь к специалисту.
- В случае возникновения аллергической реакции обратитесь к специалисту.

Включение берушей и настройка громкости

1. После того как беруши правильно размещены в ухе (правая в правом, левая в левом), приложите большой палец к колёсику-регулятору громкости каждой беруши и поверните его вперед, в сторону микрофона (рис. 2.5).
2. Если все сделано правильно, вы почувствуете усиление фоновых звуков.
3. Отрегулируйте громкость берушей колёсиком-регулятором.
4. Беруши готовы к работе.
5. Для того чтобы выключить беруши, поверните колёсико-регулятор в обратную сторону до характерного щелчка.

6. Извлеките беруши из ушей, потянув за антенну или за корпус медленным движением.




Рис. 2.5

Рекомендации:

- Не извлекайте беруши из ушей быстрым резким движением, это может привести к разрыву барабанной перепонки.
- Настройка громкости очень точная, поэтому для обеспечения нужного уровня усиления вам может хватить минимального поворота колёсика после включения.
- Включайте беруши только после размещения в ухе.
- Не извлекайте из уха включенные беруши.

Общение по беспроводной технологии¹

Для берушей модели Noise Killer T-Coil и Custom T-Coil доступен расширенный функционал в виде возможности общения с помощью беспроводных технологий. В комплекте с берушами T-Coil вы найдете индукционную гарнитуру Easy Speak, подключив которую к радиостанции или мобильному телефону, вы сможете общаться с напарниками в режиме «hands-free»². При этом беруши и гарнитура не будут связаны проводами, что обеспечит дополнительный комфорт при использовании.

Проводная индукционная гарнитура Easy Speak (или аналог):

1. Наденьте индукционную гарнитуру Easy Speak на шею.
2. Закрепите микрофон на одежде как можно ближе к голове, а часть гарнитуры с РТТ кнопкой проденьте в рукав, закрепив кнопку на уровне запястья.
3. Подключите индукционную гарнитуру Easy Speak к радиостанции выбранной вами модели или мобильному телефону с выбранным типом разъема.
4. Вставьте в уши и включите подготовленные к работе беруши Noise Killer.

¹ Для обладателей моделей Noise Killer T-Coil или Custom T-Coil.

² Свободные руки (англ.).

5. Беруши с функцией беспроводного общения готовы к работе.
6. Установите соединение по радиоканалу или мобильной связи.
7. Для начала общения зажмите кнопку РТТ и говорите.

Беспроводная индукционная гарнитура Easy Speak BT (или аналог):

1. Наденьте индукционную гарнитуру Easy Speak BT на шею.
2. Подключите индукционную гарнитуру Easy Speak BT к мобильному телефону, поддерживающему протокол передачи данных Bluetooth³.
3. Вставьте в уши и включите подготовленные к работе беруши Noise Killer.

³ Как это сделать подробнее, см. в инструкции к индукционной гарнитуре Easy Speak.

4. Беруши с функцией беспроводного общения готовы к работе.
5. Установите соединение по радиоканалу или мобильной связи.
6. Для начала общения зажмите кнопку РТТ и говорите.

ВНИМАНИЕ

Если вы являетесь пользователем электрокардиостимулятора – проконсультируйтесь с лечащим врачом о его совместимости с устройствами, работающими по технологии магнитной индукции, в частности индукционной гарнитурой Easy Speak.

Принцип работы

Гарнитура Easy Sreak работает по технологии магнитной индукции. Во время приема информации от радиостанции или мобильного телефона в контуре петли звук преобразовывается в магнитное поле, которое улавливается встроенной в Noise Killer телефонной катушкой и преобразовывается обратно в звук, который слышит пользователь.

Рекомендации:

- Располагайте микрофон как можно ближе ко рту.
- Используйте гарнитуру только с выбранной при заказе моделью радиостанции.
- Для начала работы дополнительных действий непосредственно с самими берушами не требуется.

Более подробную информацию о работе с индукционной гарнитурой Easy Sreak см. в соответствующей инструкции.

Уход и обслуживание

Пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты! Это поможет вам продлить срок службы ваших берушей:

- Для снижения шумов до желаемого уровня и защиты слуха вы должны следовать данной инструкции при настройке, регулировке и обслуживании берушей.
- Беруши предназначены для много-разового использования. Регулярно проверяйте их функциональность для обеспечения бесперебойной работы.
- Убедитесь в исправности берушей до начала работы. Для этого подготовьте берушу к работе, вставьте в ухо, включите и приложите ладонь к уху, в которое вставлена беруша. Если вы слышите обратную связь (свист), значит, у батарейки

есть ресурс и устройство работает правильно.

- Если прибор искажает звук или не работает, сообщите об этом продавцу Noise Killer.
- Предохраняйте беруши от механических воздействий – не роняйте их.
- Сохраняйте ваши беруши в чистоте.
- Не используйте воду, растворители, спирт, масла, чистящие жидкости, а также жидкости, вызывающие коррозию при очистке корпуса берушей.
- Берегите беруши от длительного воздействия солнечных лучей и не храните их в условиях экстремально высоких температур.
- Не подвергайте беруши чрезмерному воздействию влаги.

- Если ваши беруши намокли — не сушите их в микроволновой печи, духовом шкафу, на батарее или феном. Используйте для этого сушильную камеру или специальные контейнер и капсулу для сушки, приобрести которые вы можете на сайте noisekiller.pro.
- Меняйте серный фильтр звуковода по мере его загрязнения. Инструкцию по замене см. на упаковке серных фильтров. Новые фильтры вы найдете в комплекте или можете приобрести на нашем сайте noisekiller.pro.
- В комплекте вы найдете специальную щётку для чистки звуковода. Периодически прочищайте его при помощи щётки, предварительно сняв серный фильтр. Там может скапливаться ушная сера.
- Прочищайте щеткой решетку микрофона.
- Если вы не планируете использовать беруши в ближайшее время — извлеките батареи.
- Храните беруши в индивидуальном футляре и защитном кейсе в сухом месте, вдали от детей, животных и людей, имеющих расстройство психики.
- Ремонт Noise Killer должен производиться профессионалом. Не разбирайте и не ремонтируйте беруши самостоятельно.

Несоблюдение приведенных рекомендаций может существенно повлиять на эффективность функционирования прибора и обеспечения им защиты слуха с риском возникновения серьезных последствий.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Слишком низкое, прерывистое или неразборчивое усиление	Низкий заряд батареи	Смените батарею
	Сера или другой сор в звуководе и/или микрофоне	Прочистите микрофон и звуковод щеткой, идущей в комплекте
	Засорившийся серный фильтр	Смените серный фильтр
	Изменение слухового восприятия	Проконсультируйтесь со специалистом
Недостаточный уровень шумоподавления	Неплотное прилегание ушной вставки к каналу уха	Замените ушную вставку
	Низкий заряд батареи	Смените батарею
Устройство не работает	Низкий заряд батареи	Смените батарею
	Сера или другой сор в звуководе и/или микрофоне	Прочистите микрофон и звуковод щеткой, идущей в комплекте

Рекомендации:

- Убедитесь в правильном размещении элемента питания в батарейном отсеке.
- Убедитесь в том, что крышка батарейного отсека закрыта до конца.
- При попадании влаги внутрь берушей поместите их в сушильную камеру или в контейнер с капсулой для сушки, приобрести которые вы можете на нашем сайте noisekiller.pro.
- При возникновении обратной связи проверьте плотность посадки беруши в ушном канале, при необходимости замените ушную вставку.
- Если ничего из описанных выше рекомендаций не помогло – сообщите о возможных неполадках продавцу берушей Noise Killer.

Акустические и технические характеристики

Акустические и технические характеристики действительны для моделей Noise Killer Standard, Noise Killer T-Coil, Noise Killer Custom Standard и Noise Killer Custom T-Coil

Акустические характеристики

Пассивное шумоподавление (выключенный прибор)

Частота (Гц)	Мин. гарантированный уровень шумоподавления (дБ)		
	Среднее затухание (дБ)	Стандартное отклонение (дБ)	Принятое значение защиты (дБ)
125 Гц	22,4	4,1	18,3
250 Гц	25,3	3,3	22,0
500 Гц	28,9	4,3	24,6
1000 Гц	34,1	3,5	30,6
2000 Гц	40,4	4,9	35,5
4000 Гц	44,9	5,2	39,7
8000 Гц	37,5	6,0	31,5

SNR = 32 дБ

Высокие = 35 дБ

Средние = 29 дБ

Низкие = 24 дБ

Активное шумоподавление (включенный прибор)⁴

Тип шумового теста	Внешний уровень громкости, выдающий 85 дБ (А) выходного сигнала
Высокие	112,8
Средние	94,3
Низкие	83,1

⁴ Данные верны только при использовании ушных вставок из комплектации

Технические характеристики

Рабочее напряжение	1,4 В
Частотный диапазон	125...8000 Гц
Рабочий диапазон температур	-10 ... +40 °С
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой	до 105 дБ
Коэффициент гармоник телефонной катушки	<10% для диапазона 300...5000 Гц
Коэффициент гармоник	<3%
Время срабатывания АРУ	1,5 мс
Время восстановления АРУ	800 мс
Питание	1,4 В воздушно-цинковая батарея А10
Время работы	>220 часов, зависит от интенсивности использования
Усилитель	Цифровой мультисканальный
Усиление	20 дБ

Претензии к качеству

Претензии к качеству товара и аксессуаров принимаются в организации, осуществившей продажу устройства, в течение гарантийного срока в виде заявления с указанием конкретных дефектов, при наличии кассового или товарного чека и сохраненной упаковки.

ВНИМАНИЕ

Информация в паспорте содержит общие описательные характеристики доступных технических качеств товара. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид и конструктивные особенности, а также комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантия

На ваши беруши с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer распространяется гарантия, относящаяся к дефектам, обусловленным недостатками материала или производства устройства. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на аксессуары, такие как батарейки, ушные вставки и т.п. Срок службы 5 лет.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением правил эксплуатации аппарата, приведенных в данной инструкции, или использованием его не по назначению.

Пожалуйста, изучите гарантию вместе с продавцом и убедитесь в правильности заполнения гарантийных талонов.

Соответствие

Компания «Аурика» сертифицирована как отвечающая требованиям ISO 9001, EN ISO 13485 в области разработки, проектирования и сервисного обслуживания высокотехнологичных слуховых аппаратов.

Ремонт, техническое обслуживание, проверка качества, принятие претензий производится ООО «Аурика».

Почтовый адрес:

Россия, 300026, г. Тула, а/я 1846.

Телефон: 8 800 777-30-71

Юридический адрес:

Россия, 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д.4.

Утилизация берушей и элементов питания

Утилизируйте вышедшие из строя беруши с истекшим сроком службы согласно правилам, предусмотренным в вашем регионе или верните их в место приобретения. Эти действия помогут сохранить окружающую среду нашей планеты. Не утилизируйте беруши и элементы питания с бытовыми отходами.

Комплектация

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Беруши с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer Standard (NK S)	
2	Беруши с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer T-Coil (NK TC)	
3	Беруши с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer Custom Standard (NK C-S)	
4	Беруши с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer Custom T-Coil (NK C-TC)	
5	Футляр	
6	Защитный кейс	
7	Элементы питания	

№ п/п	Наименование	Кол-во
8	Щетка для чистки	
9	Фильтры серной защиты	
10	Ушные вставки (S, M, L)	
11	Индукционная гарнитура Easy Speak	
12	Индукционная гарнитура Easy Speak BT	
13	Инструкция по эксплуатации	

Всего комплект из _____ наименований

Подпись покупателя _____

Гарантийный талон № 1

На гарантийное обслуживание (ремонт)

берушей с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer _____

№ _____

Изъято « _____ » _____ 20 _____ г.

Ответственный за ремонт _____

ФИО

подпись



Гарантийный талон № 1

На гарантийное обслуживание (ремонт)

берушей с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer _____

№ _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Причины неисправности _____

заполняется ремонтной организацией

Кем продан _____

наименование предприятия

Подпись продавца _____

М.П.





Сведения о проведенном ремонте _____

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

М.П.

Ответственный за ремонт

ремонтной организации

ФИО, подпись

Владелец и его адрес: _____

фамилия, подпись владельца



Гарантийный талон № 2

На гарантийное обслуживание (ремонт)

берушей с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer _____

№ _____

Изъято « _____ » _____ 20 _____ г.

Ответственный за ремонт _____

ФИО

подпись



Гарантийный талон № 2

На гарантийное обслуживание (ремонт)

берушей с активным шумоподавлением Aurica Noise Killer _____

№ _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Причины неисправности _____

заполняется ремонтной организацией

Кем продан _____

наименование предприятия

Подпись продавца _____

М.П.





Сведения о проведенном ремонте _____

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

М.П.

Ответственный за ремонт

ремонтной организации

ФИО, подпись

Владелец и его адрес: _____

фамилия, подпись владельца



ООО «Аурика»

Россия, 30026, г. Тула, а/я 1846

Телефоны: +7 (4872) 23-10-60, 8 800 777-30-71

www.noisekiller.pro

Версия №1

2018 год